




# Turbo Class B Sterilizer

## Quick Start Guide

### Step 1 - Set Up Device



## Step 2 - Provide Appropriate Water

⚠ Only distilled water of appropriate quality can be used in device.

- The use of incorrect quality water or solutions other than water reduces the effectiveness of sterilization and leads to damage to the device and loss of warranty.
- To ensure the proper feed water quality a water quality and water filter indicator has been attached to the inlet line. Any usage of improper water will begin to discolor the indicator. Check the indicator frequently to ensure proper water is being used. If the indicator is completely discolored the unit will need to be serviced and the inlet line will need to be replaced.



## Step 3 - Select Program

Program	134°C / 273°F FAST	134°C / 273°F	121°C / 250°F
Total process time	7 min	15 min	30 min
Use for	Unwrapped instruments only	Wrapped or unwrapped instruments	Wrapped or unwrapped instruments
Drying	-	YES	YES

## Step 4 - Yearly Maintenance

- Every 1000 cycles or every 12 months the HEPA filter and Door with gasket will need to be replaced.



For detailed instructions consult the instruction for use manual. For technical support or repair requests please contact Henry Schein® Handpiece & Small Equipment Solutions:


Phone # 800-235-6337 Prompt 1



# Turbo Class B Sterilizer

## Guía de inicio rápido

### Paso 1: configurar el dispositivo



## Paso 2: Proporcione el agua adecuada

⚠ Solo se puede usar agua destilada de la calidad adecuada en el dispositivo.

- El uso de agua de calidad incorrecta o soluciones que no sean agua reducen la eficacia de la esterilización y provocan daños en el dispositivo y la pérdida de la garantía.
- Para garantizar la calidad adecuada del agua de alimentación, se ha colocado un indicador de calidad y filtro de agua en la línea de entrada. Cualquier uso de agua inadecuada comenzará a decolorar el indicador. Verifique el indicador con frecuencia para asegurarse de que se esté utilizando el agua adecuada. Si el indicador está completamente descolorido, será necesario reparar la unidad y reemplazar la línea de entrada.



## Paso 3: seleccione el programa

Programa	134°C / 273°F RÁPIDO	134°C / 273°F	121°C / 250°F
Tiempo total del proceso	7 minutos	15 minutos	30 minutos
Usar para	Solo instrumentos sin envolver	Instrumentos envueltos o sin envolver	Instrumentos envueltos o sin envolver
El secado	-	SI	SI

## Paso 4: mantenimiento anual

- Cada 1000 ciclos o cada 12 meses, será necesario reemplazar el filtro HEPA y la puerta con la junta.



Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones de uso. Para soporte técnico o solicitudes de reparación, comuníquese con Henry Schein® Handpiece & Small Equipment Solutions:

**Número de teléfono 800-235-6337 Indicación 1**



## Étape 2 - Fournir de l'eau appropriée

⚠ Seule de l'eau distillée de qualité appropriée peut être utilisée dans l'appareil..

- L'utilisation d'une eau de mauvaise qualité ou de solutions autres que l'eau réduit l'efficacité de la stérilisation et entraîne des dommages à l'appareil et la perte de la garantie.
- Pour assurer la bonne qualité de l'eau d'alimentation, un indicateur de qualité de l'eau et de filtre à eau a été fixé à la conduite d'entrée. Toute utilisation d'eau inappropriée commencera à décolorer l'indicateur. Vérifiez fréquemment l'indicateur pour vous assurer que la bonne eau est utilisée. Si l'indicateur est complètement décoloré, l'unité devra être réparée et la conduite d'admission devra être remplacée.



## Étape 3 - Sélectionnez le programme

Programme	134°C / 273°F RAPIDE	134°C / 273°F	121°C / 250°F
Temps de traitement total	7 min	15 min	30 min
Utiliser pour	Instruments non emballés uniquement	Instruments emballés ou non emballés	Instruments emballés ou non emballés
Séchage	-	OUI	OUI

## Entretien annuel

- Tous les 1 000 cycles ou tous les 12 mois, le filtre HEPA et la porte avec joint devront être remplacés.



Pour des instructions détaillées, consultez le mode d'emploi. Pour le support technique ou les demandes de réparation, veuillez contacter Henry Schein® Handpiece & Small Equipment Solutions :

Téléphone # 800-235-6337 Invite 1